

Cliente:

Dirección:

Empresa:

Teléfono:

POR FAVOR LLENE COMPLETAMENTE LOS SIGUIENTES DATOS:

FECHA DE AUTOCLAVADO:

HORA DE AUTOCLAVADO:

MARCA DEL AUTOCLAVE:

NÚMERO DE SERIE DEL AUTOCLAVE:

MARCA DE LA AMPOLLA PARA CONTROL BIOLÓGICO:

LOTE DE LA AMPOLLA PARA CONTROL BIOLÓGICO:

RESPONSABLE DEL AUTOCLAVADO:

DIRECCIÓN:

UBICACIÓN/ÁREA DEL AUTOCLAVADO:

¡IMPORTANTE! Nunca utilice un lote de instrumental esterilizado en autoclave sin contar previamente con el resultado de la ampolla de control biológico.

Si una ampolla de control biológico arroja un resultado positivo, es imprescindible repetir el proceso de esterilización, utilizando una nueva ampolla de control. Asegúrese de supervisar cuidadosamente los parámetros del autoclave, como el tiempo, la temperatura y la presión, para garantizar una esterilización efectiva.

La seguridad y la calidad en los procedimientos dependen del cumplimiento riguroso de estas recomendaciones.

Para garantizar una respuesta más rápida y oportuna en caso de que una ampolla de control biológico arroje un resultado positivo, o si desea recibir su resultado por correo electrónico, por favor complete los siguientes datos:

Nombre contacto:

Celular:

Tel. fijo:

e-mail:

(NO LLENAR) ESTE ESPACIO ES PARA USO DE CENTROLAB

LUEGO DE 24 HORAS DE INCUBACIÓN A 56-60 °C _____

LUEGO DE 48 H DE INCUBACION A 56-60°C _____

LUEGO DE 72 H DE INCUBACIÓN A 56- 60 °C _____

CRECIMIENTO BACTERIANO _____

Firma de quién entrega a Centrolab

Firma de quién recibe en Centrolab