

MANUAL DE INSTRUCTIVOS

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRA DE BACILOSCOPIAS

Página 1 de 1

Código: I051

Proceso: Áreas médicas y Lab Edición No: 03

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE BACILOSCOPIAS (BK) ESPUTO2018.

Las muestras idealmente las debe recolectar el paciente en **su casa** por la mañana al

• **Usted debe recolectar una buena muestra de esputo de la siguiente forma:**

1. Reclamar en el laboratorio clínico de forma gratuita el envase de recolección y marcarlo con su nombre y número de identificación en la pared del frasco, no en la tapa.
2. Las muestras idealmente las debe recolectar el paciente en **su casa** por la mañana al despertar, en un lugar aireado, realizar un lavado bucal varias veces solo con agua sin crema dental ni enjuagues bucales.
3. Inspire profundamente llenando sus pulmones de aire tanto como sea posible retenga el aire un momento.
4. Expulse luego la expectoración con un esfuerzo de tos, bien profunda y tratando de arrastrar las secreciones del pulmón.
5. Recoja el esputo, flema o gargajo producido dentro del envase tratando de que entre en su totalidad, sin manchar sus manos o las paredes externas del frasco. Repita esta operación otras dos veces colocando todas las secreciones en el mismo frasco. Una buena muestra tiene poca saliva y mucho moco o flemas.
6. Limpie el exterior del envase con un pañuelo de papel y se lave bien las manos con agua y jabón.
7. Ubicar la muestra en un lugar fresco y protegido de la luz solar y llevarla al laboratorio tan pronto sea posible.

Si requiere información adicional por favor comunicarse con el laboratorio clínico al teléfono 4443888

Recuerde que de la calidad de la muestra depende el buen resultado del examen

Elaborado por BIBIANA MARIA OCAMPO NORMA LUCIA PATIÑO	Revisado por LUZ MERY VELEZ. BIBIANA MARIA OCAMPO	Aprobado por GILDARDO A. GIL RUIZ
Fecha de Elaboración Octubre 12 de 2017 Junio 21 de 2018	Fecha de Revisión Octubre 12 de 2017 Junio 21 de 2018	Fecha de Aprobación Octubre 12 de 2017 Junio 21 de 2018